

ECGview®

Sistema de Electrocardiografía Basal y prueba de esfuerzo de 12 derivaciones simultáneas.



Producto autorizado por
A.N.M.A.T.
PM-1656-2

- ▶ **Monitoreo e Impresión de 12 derivaciones simultáneas.**
- ▶ **Portable, robusto y fácil de usar.**
- ▶ **Alta Resolución en el trazado de ECG.**

Módulo de adquisición



Cable paciente decapolar



Electrodos precordiales de succión



Pinzas portaelectrodos



Características Principales:

- *Monitorea y registra 12 derivaciones simultáneamente.*
- *Fácil de usar, simple e intuitivo. Interface amigable para el usuario.*
- *Extensa base de datos para administrar estudios y pacientes.*
- *Permite exportar estudios completos para almacenar en CDs y/o enviar vía correo electrónico.*
- *Permite modificar parámetros de impresión, colores, tipos de línea.*
- *Conexión USB. No requiere baterías ni la instalación de dispositivos adicionales.*